



forma-care form Premium dry

Produktbeschreibung

Anatomische Vorlage. Zur Anwendung bei leichter bis mittlerer Harninkontinenz.

Material:

Zellstoff, Natriumpolyacrylat (SAP), Polypropylen, Polyethylen, latex -und chlorfrei

Qualitäts- Standards:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG, nicht steriles Medizinprodukt, Klasse I
 Produktion gemäß ISO 13485:2016 sowie ISO 9001:2015 zertifiziert.
 CE – Kennzeichnungen auf allen Verpackungen



unizell Medicare GmbH
 Pohnsdorferstr. 3
 23611 Bad Schwartau, Germany



Medizinprodukt



Haltbarkeit:



5 Jahre

Ref.	Größe	ISO in ml	Länge in cm	Farbe Code
1035-01	forma-care form premium dry midi	1300	55 x 30	
1040-01	forma-care form premium dry plus	1900	60 x 32	
1045-01	forma-care form premium dry super	2650	70 x 35	
1050-01	forma-care form premium dry extra	3300	70 x 35	
1055-01	forma-care form premium dry x-plus	3700	70 x 35	