




## forma-care pants Premium dry

**Produktbeschreibung** Inkontinenz Pants mit hoher Saugkraft. Zur Anwendung bei mittlerer bis schweren Stuhl – und Harninkontinenz


**Material:** Zellstoff, Natriumpolyacrylat (SAP), Polypropylen, Polyethylen, latex -und chlorfrei

**Qualitäts- Standards:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG, nicht steriles Medizinprodukt, Klasse I  
Produktion gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert.  
CE – Kennzeichnungen auf allen Verpackungen

 unizell Medicare GmbH  
Pohnsdorferstr. 3  
23611 Bad Schwartau, Germany



Medizinprodukt



**Haltbarkeit:**  5 Jahre

Ref.	Größe	ISO in ml	Umfang in cm	Farbcode	Inhalt / Stk.
2071	forma-care pants premium dry S	1320	60 - 95		6 x 14
2074	forma-care pants premium dry M	1460	80 - 120		6 x 14
2075	forma-care pants premium dry M Nacht	1800	80 - 120		6 x 14
2077	forma-care pants premium dry L	1590	100 - 145		6 x 14
2078	forma-care pants premium dry L Nacht	1950	100 - 145		6 x 14
2079	forma-care pants premium dry XL	1700	130 - 170		6 x 14