



Produktdatenblatt

forma-care woman Premium dry

Produktbeschreibung Kleine und dünne anatomische Einlage. Zur Anwendung bei leichter bis mittlerer Harninkontinenz.

Material: Zellstoff, Natriumpolyacrylat (SAP), Polypropylen, Polyethylen, latex -und chlorfrei

Qualitäts- Standards: EU-MDR 2017/745 nicht steriles Medizinprodukt, Klasse I
Produktion gemäß ISO 13485:216 sowie ISO 9001:2015 zertifiziert.
CE – Kennzeichnungen auf allen Verpackungen








unizell Medicare GmbH
Pohnsdorferstr. 3
23611 Bad Schwartau, Germany



Medizinprodukt



Haltbarkeit:  5 Jahre

Ref.	Größe	ISO in ml	Umfang in mm	Farb Code	Inhalt / Stk.
4041	forma-care woman Premium dry normal	300	280 x 105		12 x 20
4046	forma-care woman Premium dry extra	500	350 x 120		12 x 20
4048	forma-care woman Premium dry extra plus	680	380 x 120		10 x 20
4056	forma-care woman Premium dry maxi	800	403 x 140		10 x 20
4051	forma-care woman Premium dry super	933	410 x 200		8 x 20